

## BORSE IN PELLE DI ALTA QUALITÀ - PRODUZIONE ITALIANA

VITELLO FIORE

27126



Misure esterne:  
42x12xh 30 cm

• 27126 PRIMATO cuoio vitello fiore - colore cuoio  
All'interno 2 tramezze di cui una con portaoggetti, grande tasca a lampo. All'esterno grande tasca posteriore con zip. Serratura Tuc brunita.

27110



Misure esterne:  
35x12xh 22 cm

• 27110 TEXAS pelle - colore castagna  
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

27115



27116



27118



Misure esterne:  
42x20xh 25 cm

• 27115 SUPERTEXAS pelle - colore nero  
• 27116 SUPERTEXAS pelle - colore castagna  
• 27118 SUPERTEXAS pelle - colore bordeaux

Con tasca esterna ed interna con zip, 2 serrature bruite, divisorio trasversale interno di 8 cm, ampio spazio centrale portaoggetti.

## BORSE IN PELLE



27122

27123

Misure esterne:  
38x20xh 20 cm

• 27122 FLORIDA pelle - colore nero  
• 27123 FLORIDA pelle - colore castagna  
Fondo rigido, tasca interna centrale con zip, tasca interna laterale, serratura brunita.

VITELLO FIORE

27120



Misure esterne:  
34x17xh 21 cm

• 27120 VALIGETTA cuoio vitello fiore - colore cuoio  
Fondo rigido, tasca interna con zip e tasca interna a soffietto, serratura Tuc brunita.

## BORSE KANSAS - 4 COLORI

• 27095 KANSAS skay - colore nero  
• 27096 KANSAS skay - colore marrone  
• 27097 KANSAS skay - colore blu elettrico  
• 27098 KANSAS skay - colore ocra  
Fondo rigido, tasca velcro esterna, divisorio interno, tasca zip interna, serratura con chiave. Prodotto in Asia, design Italiano.

Misure esterne:  
42x20xh 24 cm



27095

27097

27096

27098

DISPONIBILI IN ALTRI COLORI  
minimo vendita: 100 pz.

## BORSE IN SKAY - PRODUZIONE ITALIANA



27100

27101

Misure esterne:  
35x12xh 22 cm

- 27100 TEXAS skay - colore nero
  - 27101 TEXAS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.



27104

Misure esterne:  
38x20xh 20 cm

- 27104 INFERMIERA skay - colore marrone
- Fondo rigido, tasca a soffietto interna, tasca con zip interna, serratura Tuc brunita.



27108

Misure esterne:  
45x20xh 25 cm

- 27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca con zip a soffietto interna, elastici fermaoggetti sui lati interni.



27105

Misure esterne:  
42x21xh 25 cm

- 27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac
- Tasca esterna a soffietto ed interna a lampo, divisorio trasversale interno di 8 cm e 2 serrature brunita.

## FRIGORIFERO PORTATILE 30 l



- 27213 FRIGORIFERO PORTATILE SHIVER 30 l
- Dimensioni esterne:  
29,7x39,5x48,5 h cm  
Dimensioni interne:  
33x24x42 h cm  
Dotato di 2 mattonelle da 400 ml

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Materiale: polipropilene  
Isolamento: schiuma di poliuretano ad alta densità  
Scomparto integrato nel coperchio per poter contenere 2 mattonelle da 400 ml e sistema di chiusura del coperchio a rotazione con bloccaggio  
Spazio verticale per ricevere fino a 6 bottiglie da 2 l

## PORTA VACCINO PROFESSIONALE

- 27211 PORTA VACCINO PROFESSIONALE

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di circa 8° con temperatura esterna di 43°C (senza l'apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm. Produzione italiana.



## VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI - PRODUZIONE ITALIANA



RESISTENTI ALL'ACQUA E ALLA POLVERE

- 1- Guarnizione ermetica
- 2- Valvola automatica di pressurizzazione
- 3- Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura
- 4- Manico morbido per migliorarne la presa ed il comfort
- 5- Doppia predisposizione lucchetto
- 6- Predisposizione cintura a tracolla
- 7- Sistema di impilabilità
- 8- Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
- 9- Punti di fissaggio per varie applicazioni
- 10- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
- 11- Perni in nylon, nessun problema di corrosione
- 12- Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie
- 13- Coperchio serigrafabile

### VALIGIE GIMA

Le valigie GIMA sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna



Codice GIMA	VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA		
		Dimensioni interne	Dimensioni esterne
27220	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27221	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27222	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h
VALIGIE CON SPUGNA INTERNA			
27226	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27227	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27228	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h

## BORSA PROFESSIONALE

Chiusura impermeabile

Bretella removibile

Isolamento di alta qualità

Interni testati ad una temperatura di 30°C per 11h in ambiente a 34°C

Porta PC imbottito



## BORSA TERMICA



27253



Base termica rimovibile



Può contenere tre fiale di insulina

### • 27210 BORSA REFRIGERANTE PROFESSIONALE

Borsa professionale studiata per il trasporto di campioni e medicinali. Composta da due scomparti separati da un pannello interno removibile: il primo per i documenti ed il secondo per i medicinali. Fornita con 2 custodie e 3 cuscinetti di raffreddamento del ghiaccio. Dimensioni: 38x25x31 cm. Capacità 26 l.

### • 27253 BORSA TERMICA MEDI TRAVEL - 21x11xh 23 cm

Borsa termica compatta per medicinali. Materiali termici di grande qualità ed eleganti. Impermeabile. Tasca interna con cerniera. Base termica rimovibile adatta a contenere 3 fiale di insulina. Fornita con 2 cuscini in gel riutilizzabili.

### • 27217 CUSCINO IN GEL - conf. da 12

## BORSE TERMICHE MEDIPOCKET E MEDINSULINE

MEDI POCKET 12x65xh 20 cm

MEDINSULINE 10x5xh 18 cm



27252



27207



27208



Cuscino in gel incluso



27201



27202



27203

### BORSE TERMICHE

Borse termiche compatte per insulina e medicinali termolabili. Materiali termici di grande qualità ed eleganti. Impermeabile. Tasca interna con zip. Fornita con 1 cuscino in gel riutilizzabile.



Sistema di apertura degli articoli 27207/18, 27252



Parte interna degli articoli 27201/2/3

Blu/beige	Rosso/bianco	Grigio/beige	BORSE TERMICHE
27252	27207	27208	Medi Pocket
27201	27202	27203	Medinsuline
27217			Cuscino in gel - conf. da 12

## BORSA TERMICA

Misure esterne: 34x25x24 cm  
Misure interne: 30x23xh 21 cm



27209

• 27209 BORSA TERMICA - nylon giallo  
Borsa termica, impermeabile e resistente, in grado di mantenere temperature stabili, fredde o calde, per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in dotazione, alloggiati in apposite tasche. Dotata di pratica tracolla. Produzione Italiana.

### • 27219 PANETTO TERMICO



27219

## DIABETIC BAG

Misure: 17x11,5x5,5 cm

27254

Pacchetto termico 100cc



27255

Misure: 24x18xh 6 cm

Materiale esterno: nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma

### • 27255 DIABETIC BAG - vuota - blu

### • 27254 MINI DIABETIC BAG - vuota - blu

Linea di borse termiche prodotte appositamente per il trasporto dei medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di pacchetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore. Produzione Italiana.

## BORSA UTILITY



27127

27127

• **27127 BORSA "UTILITY" - vuota - cordura savana**  
Pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e medicinali: 8 scomparti interni mobili, 3 tasche esterne, 8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera, 1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm.

## BORSA



27128

• **27128 BORSA PROFESSIONAL - vuota**  
Borsa professionale e versatile, progettata per praticanti e specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1 portafiale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4 divisori, con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti, tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per trasporto sulla schiena. Dimensioni esterne: 42x35x15 cm. Peso: 3,3 kg. Contenuto max. raccomandato: 5 kg.

## BORSE PER FIALE

Per 9 fiale grandi e 13 fiale piccole



Per 24 fiale piccole

27129

Doppia tasca trasparente

27133

• **27129 BORSA FIALE MAXI - cordura rossa - 29x24xh 7 cm**  
Il modo migliore per proteggere, individuare ed organizzare fino a 46 fiale di qualsiasi misura. Realizzata in 2 parti, con strisce elastiche per portare fiale sia grandi (9) che piccole (37).  
• **27133 BORSA MEDICAZIONE - cordura blu - 34x24xh 7 cm**  
Borsa compatta fabbricata in materiale impermeabile antigraffio con 2 tasche interne con zip e 9 ganci elastici.

## BORSA PORTASTRUMENTI



Misure: 30x40xh 14 cm

27139

• **27139 BORSA PORTASTRUMENTI - cordura nera**  
Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali, quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio interno e tasca con zip.

## PORTAFERRI E PORTAFIALE



Imbottitura di protezione, chiusura in velcro

25742



25745

Chiusura zip



Imbottitura di protezione, in tessuto vellutato, chiusura in velcro

26650



Chiusura zip

26649

## CUSTODIE TERMICHE

• **27204 CUSTODIA TERMICA - piccola 16,5x8,5xh 13,5 cm**  
• **27205 CUSTODIA TERMICA - media 16,5x8,5xh 18,5 cm**  
Custodie termiche leggere e compatte ideali per i medicinali termolabili. Possono essere usate singolarmente o come accessori per box e borse termiche.

27204

27205



## PRO SPIKE - PER AGHI USATI

• **27149 PRO SPIKE**  
Pro Spike è un piccolo contenitore di plastica monouso per la raccolta differenziata dei rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) sul campo operativo. Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura sicuro ed una clip per essere agganciato a cinture e zaini. Realizzato in materiale plastico. Può essere smaltito con i contenuti.

Dimensioni: 90x54x185 mm  
Peso: 88 g



Codice GIMA	BORSELLI IN CORDURA	Misure	Colore	Per
25742	Portafiale	19,5x15xh3 cm		12 fiale
25745	Portafiale mini	18x14xh2 cm		6 fiale
26650	Borsa portaferrri	19,5x15xh3 cm		12 strumenti
26649	Borsa portaferrri mini	18x14xh2 cm		8 strumenti

# BORSE EMERGENZA - 4 MODELLI, 7 MISURE



Spallacci inclusi con le borse grandi/medie

Grande zip 10 mm



Interno estraibile per facile lavaggio



27151



Moschettoni in metallo

Fondo e tasca anteriore imbottiti

7 borsette colorate estraibili Cod. 27200



27156

Tracolla a sezioni colorate.

I colori suddivisi in base all'altezza del bambino, consentono l'identificazione immediata della borsetta dello stesso colore con i prodotti corretti per quell'altezza/età



27165

### • 27165 BORSA EMERGENZA

Colore rosso - cordura - 35x45x21 cm  
Borse capienti nonostante le dimensioni contenute. Ampio compartimento centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali. Realizzate in materiale idrorepellente e anti strappo. Possono essere trasportate su spalla (spallacci) o a mano (2 maniglie).



27165

Codice GIMA	Modello	Materiale	Colore	Misura	Spazi interni modulari	Tasche esterne
27150	Piccolo	Cordura	Rosso	45x28xh 28 cm	3	4
27151	Medio	Cordura	Rosso	55x35xh 32 cm	6	4
27152	Medio	Cordura	Blu	55x35xh 32 cm	6	4
27153	Grande	Cordura	Rosso	65x35xh 35 cm	6	5
27156	Pediatrico	Cordura	Rosso	55x25xh 30 cm	3	2

### LINEA BORSE SMART - vuote

Borse emergenza professionali molto capienti grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori interni e una (2 per cod. 27153) borsa staccabile con finestra trasparente. Fabbricate in cordura resistente ed impermeabile. Tutte le borse sono provviste di doppia striscia rifrangente. Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua. Possono essere trasportate a spalla o a mano.

### • 27156 BORSA SMART PEDIATRICA - vuota

Realizzata nello stesso materiale e con finitura identica alla linea smart. Questa borsa include sette borsette estraibili colorate con finestre trasparenti e un kit ampolla. Le borsette con codice colore (modello E6) sono progettate per organizzare i prodotti secondo l'altezza del bambino. La cintura per la schiena presenta sezioni colorate, come le borsette, e misuratore in centimetri per consentire l'identificazione immediata del prodotto corretto a seconda dell'altezza del bambino. Misura: 55x25xh 30 cm. Con 2 tasche esterne.



27160



27161



27160



27161

### • 27160 BORSA LIFE-1 - con 4 borsette colorate

### • 27161 BORSA LIFE-2 - con 5 borsette colorate

Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera d'apertura: fondo con bacinella interna impermeabile, lato superiore con borsette colorate (modello E1) con finestra trasparente. Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita con strisce gialle rifrangenti. Può essere trasportata a mano o a spalla. Misure 35x20x35 cm (LIFE-1), 48x25x30 cm (LIFE-2).

# ZAINI EMERGENZA PROFESSIONALI IN CORDURA IMPERMEABILE



27170

27171



27174



27174

Cerniere grandi da 10 mm



27175

- 27170 ZAINO LOGIC - 1  
- medio 40x20xh47 cm
- 27171 ZAINO LOGIC - 2  
- grande 40x25xh47 cm

Fornito con 6 (27171) o 5 (27170) borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per bloccare il contenuto. Divisione centrale con zip ed elastici (solo 27171). Fornito con strisce rifrangenti gialle.

- 27174 ZAINO AMBULANZA  
Zaino modulare fornito con 8 borsette colorate interne estraibili: 4 con maniglie (mod. E5) e 4 con finestra trasparente (mod. E2). Strisce in velcro interne per fissare meglio le borsette. Fornito con la doppia striscia rifrangente gialla. Dimensioni: 40x30xh57 cm.

- 27175 ZAINO SILOS  
Zaino professionale, super resistente, Silos ha una struttura esterna semi rigida ed imbottita con uno speciale strato di gomma. Design innovativo per un maggiore comfort alla schiena. Interno: 5 borsette trasparenti (3 mod. E2 e 2 mod. E4), più un ferma bombola. 2 tasche esterne forniscono ulteriore capienza. Dimensioni: 35x28xh 53 cm.



27170

27171



Spallacci imbottiti



Fondo in gomma



27174



27175



## BORSETTE COLORATE

Fondo e lato anteriore imbottiti

E5 27197

E2 27184



E4 27194



E3 27188



E1 27180



Fondo imbottito

Tutti i borselli sono dotati di velcro per essere attaccati alle borse.

Modello	Misure - cm	ROSSO	BLU	GIALLO	VERDE	Compatibili con
E1	20x11x8	27180	27181	27182	27183	27160-27161
E2	28x12x10	27184	27185	27186	27187	27170/1/4/5, 27150/3
E3	28x15x11	27188	27189	27190	27191	27171
E4	33x15x11	27192	-	27194	-	27151/2, 27175
E5	29x19x11	27196	27197	27198	27199	27174
E6	38x10x5	27200	solo colore grigio			27156

## HOLSTERS

Entrambi gli articoli si agganciano alla cintura

27146



27147



HOLSTERS GIMA - VUOTI	Misure	Colore	
		Rosso	Blu
Holster - grande con tasca	21x12xh 6,5 cm	27147	27148
Holster - piatto	19x14xh 1 cm	27145	27146

## BORSE NYLON IN 5 COLORI



Completa di cerniera zip e tasche esterne con chiusura in velcro

BORSE NYLON - 22x15,5 cm				
Blu	Verde	Rosso	Nero	Grigio
32791	32793	32794	32795	32796
32792 Imbottita				