


ELETTRODI ED ADATTATORI PER ECG

Codice GIMA	ELETTRODI ECG RIUTILIZZABILI UNIVERSALI	Minimo vendita
33363	Set 4 elettrodi periferici (4 colori) pediatrici	1 set
33364	Set 4 elettrodi periferici (4 colori) adulti	1 set
33368	Set 6 elett. prec. Ø 15 mm - contatti in argento	1 set
33365	Set 6 elett. prec. Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33369	Set 6 elett. prec. Ø 30 mm - contatti in argento	1 set
33323	Set 6 elett. prec. - ULTRA Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33324	Set 6 elett. prec. - ULTRA Ø 30 mm - contatti in argento	1 set
ELETTRODI ECG MONOUSO UNIVERSALI ED ADATTATORI		
33325	Elettrodi monouso FOAM Ø 36-45 mm - gel solido	1'250 pz.
33327	Elettrodi monouso TNT Ø 55 mm - gel solido	1'200 pz.
33344	Elettrodi monouso FOAM Ø 48-50 mm - gel liquido	1'200 pz.
33367	Adattatore Ø 4 mm cavo ECG a cod. 33325/27/44	10 pz.
33341	Elettrodi francobollo monouso pre-gellati 34x22 mm	100 pz.
33375	Adattatore per cavo ECG (PIN) - veterinaria	10 pz.
33376	Adattatore per cavo ECG con spina banana 4 mm	10 pz.
33342	Usato con GIMAPLAY e CARDIOGIMA ECG Adattatore universale con presa 4 mm per connessioni snap ed alligatore	10 pz.
ELETTRODI 3M RED DOT™		
33378	Elettrodi 3M RED DOT™ 2330 - 3,2x2,2 cm	100 pz.
33297	elettrodo monouso adesivo con gel conduttore 3M Red Dot™ 2239 - Ø 6 cm - 20 sacchetti da 50 pz.	1'000 pz.



CARTA VIDEOSTAMPANTE



SONY

CARTA SONY PER VIDEOSTAMPANTE

- 72730 CARTA SONY - UPP 110 HD - conf da 5 rotoli
- Carta da stampa ad alta densità opaca - 110x20 mm
- 72731 CARTA SONY - UPP 110 HG - conf da 5 rotoli
- Carta da stampa ad alta risoluzione - lucida - 110x18 mm
- 72732 CARTA SONY UPP-110S - conf. da 5 rotoli
- 72733 CARTA SONY UPP-110HA - conf. da 5 rotoli
- 72735 CARTA SONY COLOUR UPC-21L

(4 cartucce inchiostro + 200 supporti stampa 144x100 mm)

CARTA MITSUBISHI PER VIDEOSTAMPANTE

- 72740 CARTA MITSUBISHI LX65HM-CE



CARTE TERMICHE PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG



Codice GIMA	PRODUTTORE ECG E MODELLO	Tipo	Largh mm	Lungh m	Strato	Indic	Griglia	Min. vendita
	BIOCARE							
32968	101G	rotolo	50	20	-		arancio	20
32969	iE3	rotolo	80	20	-		arancio	10
	BIONET							
32950	Cardiocare/Cardiotouch BTL	rotolo	215	25	-	no	arancio	5
32953	08 MT-MD	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
	BURDICK							
32954	Atria 3100/6100, quest CARDIOLINE	pacco	210	300	200	si	arancio	1
32955	Elan 1100	pacco	112	100	300	si	arancio	25
32956	Delta 1 plus	pacco	60	100	300	si	arancio	25
32957	Delta 1 plus	rotolo	60	30	-	no	arancio	20
32958	Delta 3 plus	pacco	112	100	300	si	arancio	25
32959	Delta 30	rotolo	183	30	-	no	arancio	5
32960	Delta 60 plus	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32961	Elan 2100, Delta 612 CONTEC	pacco	210	280	200	si	arancio	1
32968	90A, 100G	rotolo	50	20	-	no	arancio	20
32969	300G, 300GT	rotolo	80	20	-	no	arancio	10
32970	600G	rotolo	110	20	-	no	arancio	10
	EDAN							
32963	SE-1	rotolo	50	25	-	no	arancio	20
32964	SE-3	rotolo	80	25	-	no	arancio	10
32965	SE-601	pacco	110	140	143	si	arancio	20
32966	SE-6-12 - 1200 EXP	pacco	210	295	150	si	arancio	1
32960	SE-6-12 - 1200 EXP	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
	ELETRONICA TRENTINA/CARDIETTE/CARDIOLINE							
32971	Autoruler 12/1, comp. 1x12	rotolo	50	30	-		blu	20
32972	Start 100	rotolo	130	27	-	si	blu	10
32973	AR 600	rotolo	60	15	-	si	blu	25
32977	AR 600 Adv	pacco	60	75	250	si	blu	25
32974	AR 1200	rotolo	120	18	-	si	blu	10
32978	AR 1200 (View/Adv)	pacco	120	100	300	si	blu	10
32975	Daedalus - AR2100	rotolo	210	20	-	si	blu	5
32976	Daedalus, Start 200, AR2100	pacco	210	150	200	si	blu	8
	ESAOTE BIOMEDICA							
32980	P 80	rotolo	90	28	-	no	arancio	10
32981	P 80	pacco	90	70	400	si	arancio	25
32982	P 80 Power, P 80 SIX	pacco	210	280	215	si	arancio	1
32983	P8000 base	pacco	80	70	300	si	arancio	20
32984	P8000 Power	pacco	210	280	200	si	arancio	1
32985	Archimed 4240, Archiwin	pacco	210	300	200	si	arancio	1
32986	Personal 120	pacco	126	150	170	si	bianco	20
32987	My Cardiopad base	pacco	114	90	200	si	arancio	20
	FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI							
32988	501A, FX121, FCP-500, OP18TE	rotolo	50	30	-	no	arancio	20

Codice GIMA	PRODUTTORE ECG E MODELLO	Tipo	Largh mm	Lungh m	Strato	Indic	Griglia	Min. vendita
32989	FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, FCP 7101, FX 7102	rotolo	63	30	-	no	arancio	20
32990	OP 111 TE, OP 115 TE, FX102	pacco	50	75	400	si	arancio	20
32991	OP 112 TE, OP 122 TE, FCP2201 G	pacco	63	75	400	si	arancio	25
32992	FCP231, OP69TE, FX7402, FX7542, FX8322	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32965	OP222TE, FX7202	pacco	110	140	143	si	arancio	20
	GIMA							
32996	Cardiogima 1M, 3M	rotolo	58	25	-	no	arancio	20
32953	Cardiogima 6M, colour	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
32950	Cardiogima 12, 12M	rotolo	215	25	-	no	arancio	5
	HEWLETT PACKARD							
32999	Page Writer 100/200, M1709A, M2483A	pacco	210	300	200	foro	arancio	1
32988	40453 A, 43120	rotolo	50	30	-	no	arancio	20
	KENZ - SUZUKEN							
33002	Cardico 302/601	rotolo	112	27	-	no	arancio	10
33003	Cardico 302/601	pacco	112	90	200	si	arancio	20
32960	Kenz-Cardico 1210, 1211	rotolo	210	30	-	no	arancio	5
32988	103, R50-30R, TEC 8300	rotolo	50	30	-	no	arancio	20
	MACQUARIE							
33006	CT 100/CT 200	rotolo	57	13	-	no	verde	25
	MARQUETTE - HELIGE - GE							
33010	MAC PC	rotolo	108	23	-	no	arancio	10
33011	Case 10-12-15, MAC 3000-5000	pacco	215	280	300	foro	arancio	1
32966	Cardiosmart, MAC 1200/1600	pacco	210	295	150	si	arancio	1
33012	MAC 400, MAC 600	pacco	80	90	280	si	arancio	25
33013	MAC 800	pacco	110	140	200	si	arancio	25
	MINDRAY							
33014	Beneheart R3	rotolo	80	20	-	no	arancio	10
33016	Beneheart R3	pacco	80	70	200	si	arancio	25
	MORTARA							
33017	Eli 50	pacco	50	70	200	si	arancio	25
33010	Eli 100	rotolo	108	23	-	no	arancio	10
33019	Eli 210, Eli 250, Eli 350	pacco	210	300	250	si	arancio	1
33020	Eli 150	pacco	108	140	200	si	arancio	25
33021	Eli 230	rotolo	210	20	-	no	arancio	5
	NIHON KOHDEN							
33025	CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K	rotolo	63	30	-	no	arancio	20
33026	9110, 9130, 9132, 1350, 2350	pacco	210	140	215	si	bianco	10
33027	GEM, 9010, 9020, 9022, 1250, 1950	pacco	110	140	143	si	bianco	20
33028	ECG 1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250	pacco	210	295	170	si	bianco	1
33029	Def. TEC 5521, 5531, BSM 2300, 3000	pacco	50	100	200	no	arancio	25
	PHYSIO CONTROL							
33032	Life Pack 8-9-10	rotolo	50	23	-	no	arancio	20
33033	Life pack 11-12-15	rotolo	107	25	-	no	arancio	10
	PROGETTI							
32953	EPG 612	rotolo	112	23	-	no	arancio	10
32996	EPG Basik-pocket	rotolo	58	25	-	no	arancio	20
	SCHILLER							
33037	AT 1, AT 4	pacco	90	90	390	si	verde	25
32982	AT 2, CS 200	pacco	210	280	215	si	arancio	1
33038	AT 10	pacco	210	140	250	si	verde	10
32983	AT 101, Defigard	pacco	80	70	300	si	arancio	20
32984	AT 102	pacco	210	280	200	si	arancio	1
33039	Cardiolaptop, AT110	pacco	210	140	150	si	verde	5
32987	Cardiopad, MS 2010	pacco	114	90	200	si	verde	20
	SIEMENS							
32990	Cardiostat 1	pacco	50	75	400	si	arancio	20
32991	Cardiostat 11	pacco	63	75	400	si	arancio	25
	TRISMED							
33046	Cardipia 400, 406RS	rotolo	110	30	-	no	arancio	25
33047	Cardipia 800, 812RS	rotolo	215	30	-	no	arancio	5

GEL ECG E SPRAY

- 33266 GEL ECG - 250 ml - conf. da 40 pz.
- 33263 GEL ECG - 5 l - conf. da 4 sacche**
- 33268 GEL ECG SPRAY - 250 ml - conf. da 20 pz.

Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose.

Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.

- 33283 DOSATORE PER SACCA 5 l



**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare

GEL ULTRASUONI GIMA - BLU O TRASPARENTE



GEL ULTRASUONI GIMA

Ipoallergenico adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografico e doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e garantisce una migliore visualizzazione delle immagini

Codice GIMA	GEL ULTRASUONI	Minimo vendita
33269	Gel ultrasuoni sterile - bustina - 20 ml - trasparente	conf. da 48
33271	Gel ultrasuoni - bustine - 20ml - trasparente	conf. da 200
33272	Gel ultrasuoni - tubetto 250ml - blu	conf. da 40
33273	Gel ultrasuoni - tubetto 250ml - trasparente	conf. da 40
33274	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu	conf. da 12
33275	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - trasparente	conf. da 12
33276	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu	conf. da 2*
33277	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - trasparente	conf. da 2*
33278	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu	conf. da 4**
33279	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - trasparente	conf. da 4**
33283	Pompetta dosatore per tanica e sacca 5 litri	

*include 2 bottiglie vuote da 250 ml ** include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare



RIMOZIONE GEL

• 33281 SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE SONDE - 250 ml

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga. Grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, assicurando grande igiene.

• 33282 SALVIETTE TOGLIGEL - conf. da 70 salviette

Salviettine umidificate specificatamente pensate per rimuovere il gel dal paziente e lasciarlo pulito ed asciutto.



PASTA PER EEG

• 33262 PASTA PER EEG- 400 g

Usata con elettrodi per EEG e per mappature cerebrali. Grazie alla sua sostanza attiva, consente un agevole fissaggio degli elettrodi anche sui capelli e sulla peluria, creando conduttività. Solubile in acqua, si rimuove facilmente.

Ipoallergenica, non irrita la pelle. Non contiene olio o sostanze oleose. Atossica ed inodore.



GEL COSMETICO



GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE

Il gel per laser e cavitazione allevia il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.







Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

Codice GIMA	GEL COSMETICO PER LASER E CAVITAZIONI	Minimo vendita
33253	Gel cosmetico - tubetto 250 ml	conf. da 40
33254	Gel cosmetico - bottiglia 1 l	conf. da 12
33255	Gel cosmetico - sacca 5 l	conf. da 4**
33283	Pompetta dosatore per sacca 5 l	

**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare

CAVI ECG PER MONITOR BM























GIMA code	ACCESSORI PER BM3 33718, 33719, 33720, 33721, 33722, 33723, 33724, 33780, 33781	ACCESSORI PER MONITOR BM3, BM5 E BM7	
		NUOVO (dopo 6/2006)	VECCHIO (prima 6/2006)
33711	Cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33748)	33713 <i>kit cavo veterinario</i>  33711 <i>kit cavo</i>  33760 <i>Connettori clip vet</i> 33762 <i>Cavo</i> 33748 <i>Connettori Snap</i>	33727 <i>kit cavo veterinario</i>  33726 <i>cable kit</i>  33752 <i>Connettori clip vet</i> 33750 <i>Connettori Snap</i>
33712	Cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33749)		
33726	Cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33750)		
33728	Cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33751)		
33727	Cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)		
33713	Cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)	33712 <i>kit cavo</i>  33761 <i>Connettori clip vet</i> 33763 <i>Cavo</i> 33749 <i>Connettori Snap</i>	33728 <i>cable kit</i>  33753 <i>Connettori clip vet</i> 33751 <i>Connettori Snap</i>
33748	Connettore snap a 3 derivazioni per 33711 - ricambio - nuovo		
33749	Connettore snap a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovo		
33750	Derivazioni snap a 3 vie per 33726 ricambio vecchio		
33751	Derivazioni snap a 5 vie per 33728 ricambio vecchio		
33752	Derivazioni veterinario clip a 3 vie per 33726-7 ricambio	CAVI ECG PER BM5 - BM7 (33777, 33778, 33779, 33797)	
33753	Derivazioni veterinario clip a 5 vie per 33728 ricambio	33764 Kit cavo paziente a 3 derivazioni (cavo + connettore snap)	
33760	Connettori veterinario clip a 3 vie per 33713 - ricambio - nuovo	33765 Kit cavo paziente a 10 derivazioni (cavo + conn. snap solo 33778)	
33761	Connettori veterinario clip a 5 vie per 33712 - ricambio - nuovo	33766 Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)	
33762	Cavo paziente 3 derivazioni		
33763	Cavo paziente 5 derivazioni		

SENSORI SpO₂ PER OXY-9, BM1, BM3, BM5, E BM7 - COMP. NEL-

GIMA code	ACCESSORI PER BM1, BM3, BM5, BM7 E OXY9	  		
33733	SpO ₂ Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ piccolo - 7 pin)	<i>per unità vendute prima dell'ott. 2005</i> 33733 <i>dita</i> 	33730 <i>dita</i> 	33732 <i>mano/piede</i> 
33734	Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ - 6 pin)			
33716	Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ grande - 7 pin)			
33730***	Sonda dito riutilizzabile adulti, comp Nellcor >45kg - 7 pin	33755 	33756 	33757 
33731	Sonda dito riutilizzabile pediatrica, comp Nellcor 15-45kg			
33732	Sonda riutilizzabile veterinaria - clip			
33755	Sonda monouso neonato - <3 kg, comp. Nellcor	33716 	33733 	33734 
33756	Sonda monouso bimbo - 3-15 kg - comp. Nellcor			
33757	Sonda monouso pediatrica - 15-45 kg, comp. Nellcor			

*Necessario per tutte le sonde. Selezionare quello corretto
 **Tutte le sonde sono adatte anche a OXY-9
 ***Non compatibile con Nellcor NBP40 e N65

SENSORI COMPATIBILI CON: BCI, NELLCOR, COMDEK

Immagine sensore	Immagine spina	Codice GIMA	Descrizione	Uso raccomandato	Gamma pazienti	Applicazione	Lung. cavo	Minimo vendita	Viene usato con Codice GIMA	Compatibile con
		34296	Sonda neonatale	Monouso	under 3 kg	mano o piede	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34297	Sonda bambino	Monouso	3-15 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34298	Sonda pediatrica	Monouso	15-45 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34300	Sonda adulti	Monouso	oltre 40 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34292	Sonda adulti	Riutilizzabile	oltre 40 kg	dita	145 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702	Comdek
		34294	Sonda bambino	Riutilizzabile	3-15 kg	dita	40 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34293	Sonda adulti	Riutilizzabile	oltre 40 kg	orecchio	120 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34299	Extention cable	Riutilizzabile	-	dita	150 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 34293, 34294	BCI - Comdek
		34288	Extention cable	Riutilizzabile	-	dita	150 cm	1 pz.		Nellcor - Bionics
		33730	Sonda Adulti/bambini	Riutilizzabile	oltre 15 kg	dita	97 cm	1 pz.	34281, 33290, 33291, Monitor BM	Nellcor - Bionics
		33708	Sonda veterinaria	Riutilizzabile	VET	lingua	145 cm	1pz.	33703	BCI - Comdek